

NIEUW DRUKPOLYMERISATIEAPPARAAT

Kulzer introduceert de Palamat® Premium drukpan – kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen

Palamat Premium heeft een grotere opening, grotere capaciteit, een ruimte besparend ontwerp, verbeterde waterafvoer en intuïtieve software met vooraf ingestelde programma's die kunnen worden aangepast aan elke behoefte.

Haarlem 15 april 2019. De Palamat Premium weerspiegelt de jarenlange ervaring van Kulzer met de populaire Palamat drukpannen waarvan de eerste versie in 1970 op de markt kwam. De nieuwe drukpan biedt een duidelijk overzicht van alle programmeerbare parameters (tijd, temperatuur en druk). De Palamat Premium heeft intuïtieve kleurgecodeerde programma's en een full-colour LCD display met knoppen die in alle laboratoriumomstandigheden kunnen worden gebruikt (handschoenen, natte handen). De voor-geprogrammeerde en gebruikersvriendelijke programma's kunnen vrijwel elke gewenste indicatie en kunststof polymeriseren. Ze kunnen met slechts twee drukken op de knop worden geactiveerd en zijn eenvoudig aan te passen aan uw individuele behoeften.

Bewezen functies en modern gemak

Met zijn beproefde druksluiting, bouwt Palamat Premium voort op een solide geschiedenis en levert een flexibel polymerisatieapparaat dat minder ruimte in beslag neemt, maar toch een bredere opening biedt voor snellere toegang en grotere capaciteit - met zelfs voldoende ruimte voor zeer grote articulatoren of tot zes prothesen.

Ontworpen voor gebruiksgemak en schoon werken

Naast ruimtebesparing beschermt het ontwerp de LCD-display tegen spatten en zorgt het hoogwaardige oppervlak voor een eenvoudige reiniging. Op de display is informatie te zien over de actuele omstandigheden (tijd, temperatuur, druk). Bovendien is de waterafvoer verplaatst om een probleemloze afvoer te garanderen.



Het volledige pakket

Werken met de Palamat Premium betekent, profiteren van een grote opening, grote capaciteit in combinatie met een ruimtebesparend ontwerp; kleurgecodeerde programma's – voorgeprogrammeerd of handmatig aan te passen; intuïtieve gebruikersinterface en duidelijk overzicht van temperatuur, tijd en druk.

Voor meer informatie

Rob Florie
Regional Manager Prosthetic Products (NL)
rob.florie@kulzer-dental.com
+31 (0)6 22 21 48 34