



PreVISION® Temp

Voor betrouwbare tijdelijke
voorzieningen.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

PreVISION® Temp

Betrouwbare tijdelijke voorzieningen.

Meer zekerheid voor u en uw patiënten.

Tijdelijke restauraties vormen een belangrijk onderdeel in het proces van kroon- en brugwerk. Zij beschermen niet alleen de tandstructuur maar geven de patiënt ook een indruk van de definitieve restauratie. Met PreVISION Temp biedt u uw patiënten een solide en esthetische tijdelijke voorziening.

Overtuigend

PreVISION Temp combineert goede mechanische eigenschappen met hoge esthetiek. Het materiaal wordt geleverd in praktische 10:1 automix cartridges voor een snelle en eenvoudige applicatie. Een tijdelijke kroon of brug gemaakt van PreVISION Temp is dankzij de hoge breukvastheid en breukweerstand zeer solide en betrouwbaar.

De goede polijsteigenschappen geven een zeer glad oppervlak wat het comfort voor de patiënt vergroot en afzetting van tandplak beduidend vermindert. Doordat PreVISION Temp fluoride afgeeft, wordt ook het voorkomen van cariës ondersteund.

PreVISION Temp heeft een aangename esthetiek en overtuigende functionaliteit die de patiënt een goede indruk geeft van de “look&feel” van de definitieve restauratie.

PreVISION Temp – Tijdelijk maar betrouwbaar


- **Gemakkelijke tijdelijke voorzieningen:** PreVISION Temp is geïndiceerd voor het maken van tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays, veneers en langdurige tijdelijke voorzieningen. Het overtuigt door de gemakkelijke applicatie en optimale verwerkingseigenschappen. De praktische automix cartridges garanderen u een constante homogene menging.
- **Aansprekende tijdelijke voorzieningen:** het grote aantal kleuren en de zeer goede polijstbaarheid maken tijdelijke voorzieningen van PreVISION Temp hoogesthetisch. De 6 kleuren zijn afgestemd op Venus Diamond Flow composiet waardoor individuele karakterisering en kleine reparaties mogelijk zijn.
- **Solide tijdelijke voorzieningen:** de ideale mechanische eigenschappen van PreVISION Temp maken het tijdelijk kroon- en brugwerk duurzaam en breukvast. Dit garandeert een groot draagcomfort tot de definitieve restauratie wordt geplaatst.



Solide en esthetisch.

Indrukwekkende voordelen.

PreVISION Temp is een zelfhardend tweecomponenten materiaal voor tijdelijk kroon- en brugwerk. De goede mechanische eigenschappen maken duurzame en esthetisch overtuigende resultaten mogelijk in combinatie met een groot draagcomfort.



De hoge breukweerstand en zeer goede breukvastheid garanderen een stabiele en breukvrije tijdelijke voorziening.
Bron: Tufts Universiteit, USA.

Combineer onze producten voor een optimaal werkproces. Zo kunt u voor de voorafdruk onze siliconen afdrukmaterialen gebruiken en zorgt het aanbrengen van Gluma Desensitizer op de stomp voor minder post-operatieve gevoeligheid.

PreVISION Temp

50 ml cartridge, 12 mixing tips, geïllustreerde werkkaart



| Kleur | Artikelnr. |
|--------|------------|
| A1 | 66055526 |
| A2 | 66055527 |
| A3 | 66055528 |
| A3.5 | 66055529 |
| B1 | 66055530 |
| BLEACH | 66055531 |



PreVISION Cem

Tijdelijk cement, 1 component, eugenolvrij

| Inhoud | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| 1 x 37 g tube | 66001540 |

GLUMA® Desensitizer en GLUMA® Desensitizer PowerGel – Effectief tegen pijn.

Twee producten, één oplossing tegen overgevoeligheid – ook te gebruiken onder indirecte restauraties.

GLUMA® Desensitizer – Bewezen in meer dan 50 miljoen restauraties:

- Effectief reduceren van dentine overgevoeligheid.
- Eenvoudig in het gebruik.
- Niet inmasseren, niet polymeriseren.
- Compatibel met alle bondings en restauratieve materialen.

GLUMA® Desensitizer PowerGel – Optimale visuele controle dankzij de unieke groene kleur:

- Hetzelfde langdurige effect als GLUMA Desensitizer.
- Gecontroleerde en nauwkeurige 1-staps applicatie.
- Thixotrope gel, loopt niet weg.
- Goede visuele controle bij het aanbrengen en wegspoelen.



Contact in de Benelux

Kulzer Benelux B.V.
 Postbus 986
 NL-2003 RZ Haarlem
 T +31 (0)23 543 42 50
 F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com