

Nieuwe
twist
vormen



Venus® Supra

De eenvoudige manier naar hoogglans

Langdurige esthetiek is Venus op het lijf geschreven. Met het polijststelsel Venus Supra voegen tandartsen een prachtige hoogglans toe aan afgewerkte composietrestauraties.

Venus Supra komt nu met nieuwe voordelen:

- » **Twee nieuwe twistvormen:** De Twist Disc is ideaal voor polijstresultaten op verschillende composietoppervlakken. De Twist Brush behaalt perfecte polijstresultaten op bijv. occlusale vlakken met gemakkelijk bereik van diepe fissuren.
- » **Nieuwe losse navullingen:** Pre- en hoogglans polishers zijn nu apart te bestellen. Zo hoeft u minder na te bestellen en optimaliseert u uw voorraad.



Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Venus® Supra – polishers voor langdurige hoogglans:

- Twee-staps polijststelsel bestaande uit pre- en hoogglans varianten in verschillende vormen
- Gemaakt van siliconen, en hooggevoerd met microfijn diamantpoeder
- Optimaal afgestemd op Venus composieten zoals Venus Diamond en Venus Pearl
- Universele oplossing voor alle anterieure en posterieure restauraties, zorgend voor een natuurlijke glans en gladde oppervlakken
- Autoclaveerbaar en herbruikbaar

Nieuwe twist vormen

- Gemakkelijk polijsten en adaptatie aan de natuurlijke tandmorfologie

Nieuwe navullingen


- Afzonderlijk bestellen van pre- en hoogglans polishers voor optimalisatie van voorraad en bestelcyclus




Ulf Krueger-Janson

“Ik gebruik de Venus Supra polishers al meer dan 13 jaar. Ze zijn onverwoestbaar en zorgen voor de beste hoogglans die ik ooit heb kunnen bereiken. Simpelweg geweldig!”

Polijsten met Venus Supra leidt tot uitstekende polijstresultaten




Veelzijdigheid: Twist Disc – ideale polijstresultaten op verschillende composietoppervlakken



Art. Code	Artikel	Inhoud
Intro Kit		
66087541	Venus Supra Intro Kit 2x5	1 pre- en 1 hoogglans polisher van elke vorm (Flame, Cup, Large Flame, Twist Brush, Twist Disc)
Nieuwe Vormen		
66093899	Venus Supra Refill Pre Twist Disc	10 pre-polishers in de vorm Twist Disc
66093900	Venus Supra Refill Gloss Twist Disc	10 hoogglans polishers in de vorm Twist Disc
66093901	Venus Supra Refill Pre Twist Brush	10 pre-polishers in de vorm Twist Brush
66093902	Venus Supra Refill Gloss Twist Brush	10 hoogglans polishers in de vorm Twish Brush
Nieuwe Navullingen		
66093893	Venus Supra Refill Pre Cup	10 pre-polishers in de vorm Cup
66093894	Venus Supra Refill Gloss Cup	10 hoogglans polishers in de vorm Cup
66093895	Venus Supra Refill Pre Flame	10 pre-polishers in de vorm Flame
66093896	Venus Supra Refill Gloss Flame	10 hoogglans polishers in de vorm Flame
66093897	Venus Supra Refill Pre Large Flame	10 pre-polishers in de vorm Large Flame
66093898	Venus Supra Refill Gloss Large Flame	10 hoogglans polishers in de vorm Large Flame



Perfect resultaat in fissuren: Twist Brush



De borstelharen kunnen worden gebogen om fissuren gemakkelijk te bereiken