

Pala Mix & Match DS –

Kunststofprothese-elementen voor CAD/CAM verwerking (Ceramill Motion 2)

Het samenbrengen van klassieke en digitale tandtechniek

Met Pala® Mix & Match DS van Heraeus Kulzer

Wanneer elementen voor de patiënt individueel worden aangepast dan wordt dit met de hand gedaan. Bij volledige prothesen wordt de verticale aanpassing voornamelijk basaal uitgevoerd. Bij digitale volledige prothesen is precisie de sleutel tot succes als het gaat om het overbrengen van de virtuele patiëntsituatie naar de werkelijkheid.

Bij de Pala Mix & Match DS sets zijn de meest gebruikte vormen van de Pala tandenlijnen Premium 6, Mondial 6 en Mondial 8 geplaatst in speciaal vervaardigde frames. Ze zijn daarnaast als dataset opgeslagen in de Ceramill® D-Flow software (Amann Girrbach). Pala Mix & Match DS sets kunnen dan ook, op basis van de digitale opstelling, in de Ceramill Motion 2 voor iedere patiënt individueel vanaf de basale zijde aangepast worden.

Pala Mix & Match DS is leverbaar als:

Premium 6 DS - Hoogste esthetiek voor de hoogste eisen

Mondial 6 DS - Natuurlijke en levendige oppervlaktestructuren voor een harmonieus aanzien

Mondial 8 DS - Exact gedefinieerde centric met bewezen functionaliteit

Idealis 8 DS (gepland) - De natuurlijke, vlakke knobbelhelling van de kiezen verspreidt laterale krachten en parafuncties waardoor er geringere initiële slijtage is.

De digitale sets zijn beschikbaar in de kleuren A1, A2, A3, A3.5 en B1.

Met het Pala Mix & Match concept kunt u de Pala tandenlijnen Premium, Mondial, Idealis van Heraeus Kulzer nu ook in de digitale prothetiek combineren om individuele professionele resultaten te bereiken. De mogelijkheid om deze tandenlijnen met elkaar te combineren, zorgt dat u flexibel kunt inspelen op de individuele wensen en behoeften van uw patiënten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende depots:

van de Hoef & Renes, T 035 602 83 84, E info@hoefrenes.nl

Dental Noord, T 058 280 4056, E info@dentalnoord.nl

Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met onze Rayon Manager Frederick Loftus op: 06 2221 4834.

Heraeus Kulzer Benelux B.V.

Postbus 986

NL-2003 RZ Haarlem

T +31 (0)23 543 42 50

F +31 (0)23 543 42 55

info-benelux@kulzer-dental.com

www.heraeus-kulzer.nl